

ファイコン  
CON®

抗菌

抗菌効果をプラス!  
外出先でも安心してお使いいただけます。

# セルフカテ® かんたんキャップ型

女性用

男性用



男性用

女性用

開けるときは



カンタン開閉

## パツと外せて片手でカンタン。

専用ケースのキャップを少しずらすだけで、簡単に開けられます。  
また使用後はキャップを押しても、少し回しても閉じることができます。

閉じるときは



パツ!

カチツ!



シリコーン

## やさしいカタチになりました。

柔らかなシリコーン製のカテーテルは、滑らかな先端で優しく挿入できます。  
また、排出口がラッパ形状なのでキャップの脱着がとても容易です。



カチツ!



## 抗菌効果をプラス。

専用ケース、キャップ、フックは抗菌処理を施していますので、いつでも清潔に安心してご使用いただけます。

※カテーテル本体は抗菌加工が施されていません。

脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象（VUR）あるいは、膀胱および上部尿路の慢性又は反復する感染症がある場合などにご使用いただけます。

### ■セルフカテ かんたんキャップ型

製品番号	呼称	外径 mm	全長 mm	包装単位
0151356	セルフカテ かんたんキャップ型 女性用	4.0	140	5本/箱
0151456	セルフカテ かんたんキャップ型 男性用		290	

販売名：セルフカテ®  
一般的な名称：間欠泌尿器用カテーテル

クラス分類：管理医療機器  
医療機器認証番号：220ADBZX00114000

未滅菌

<http://www.fujisys.co.jp/>  
富士システムズ株式会社

札幌 011-211-0751 仙台 022-748-4201 大宮 048-729-6480  
東京 03-5689-1901 横浜 045-473-5321 名古屋 052-265-9221  
金沢 076-255-3499 大阪 06-6943-8404 広島 082-555-8091  
福岡 092-262-6777

