



抗菌泌尿器用カテーテル

シリコーン

抗菌フォーリーカテーテル

抗菌
効果で守る
安心

ファイコンブランドは、患者さんに「やさしくQOL」をテーマに、従来の一般的なフォーリーカテーテルから安心を提供する「抗菌フォーリーカテーテル」をご提案します。

ワンランク上の新型「抗菌フォーリーカテーテル」誕生。ファイコンの最先端技術により、シリコーンゴムに抗菌剤を含有させた新素材を採用しています。先端からファネル操作部まで、表面だけでなく内部まで、カテーテル全体が抗菌ホールドされた、今までにない新世代フォーリーです。





シリコン 抗菌フォーリーカテーテル



2-Wayフォーリー型

- 術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄、泌尿器科手術後の止血用等に使用します。
- 小児用はスタイレット付で挿入が容易に行えます。



抗菌フォーリー先端部
先端は滑らかな形状でスムーズな挿入が可能です。ファイコンの高品質なシリコンバルーンにより安心して処置が行えます。

| 成人用 | | 2-WAYフォーリー型 | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|------|--------|-------|-----|------|-------|
| 製品番号 | 外径mm | バルーン容量 | 全長mm | カラーコード | 包装単位 | | | |
| 0210512 | 4.0(12Fr) | 5mL | 420 | ホワイト | 10本/箱 | | | |
| 0210414 | 4.7(14Fr) | 10mL | 420 | グリーン | | | | |
| 0210416 | 5.3(16Fr) | | | オレンジ | | | | |
| 0210418 | 6.0(18Fr) | | | レッド | | | | |
| 0210420 | 6.7(20Fr) | | | イエロー | | | | |
| 0210422 | 7.3(22Fr) | | | バイオレット | | | | |
| 0210424 | 8.0(24Fr) | | | ブルー | | | | |
| 0210426 | 8.7(26Fr) | | | ブラウン | | | | |
| 0210614 | 4.7(14Fr) | | | 30mL | | 420 | グリーン | 10本/箱 |
| 0210616 | 5.3(16Fr) | | | | | | オレンジ | |
| 0210618 | 6.0(18Fr) | | | | レッド | | | |
| 0210620 | 6.7(20Fr) | イエロー | | | | | | |
| 0210622 | 7.3(22Fr) | バイオレット | | | | | | |
| 0210624 | 8.0(24Fr) | ブルー | | | | | | |
| 0210626 | 8.7(26Fr) | ブラウン | | | | | | |

X線造影ライン入 減菌済 単回使用

| 小児用 | | 2-WAYフォーリー型 | | | |
|---------|-----------|-------------|------|--------|-------|
| 製品番号 | 外径mm | バルーン容量 | 全長mm | カラーコード | 包装単位 |
| 0210506 | 2.0(6Fr) | 1.5mL | 330 | ブラウン | 10本/箱 |
| 0210508 | 2.7(8Fr) | 3.0mL | | レッド | |
| 0210510 | 3.3(10Fr) | | | イエロー | |

X線造影ライン入/スタイレット付 減菌済 単回使用

- 【使用上の注意】**
- 滅菌包装より丁寧に取出し、破損等が生じていないことを確認してください。
 - バルーンは滅菌蒸留水以外で膨張させないでください。
 - ファネル表示の注入量は推奨値です。
 - バルーンは鉗子等で把持しないでください。
 - 無理に引張ったり、切断、穴をあける等の追加加工はしないでください。
 - 本製品は単回使用製品です。再使用はしないでください。
 - 使用後は、廃棄物処理法に基づき適正に処理してください。
 - ご使用前には、必ず添付文書をお読みください。

*本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発売元 **Fuji Systems Corporation**

代理店 **富士システムズ株式会社**
<http://www.fujisys.co.jp/>

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 横浜支店 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-19-5
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
 金沢支店 〒920-0031 金沢市広岡1-1-18
 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7
 広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783
 TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204
 TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004
 TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 TEL(045)473-5321 FAX(045)473-5309
 TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225
 TEL(076)255-3499 FAX(076)262-2123
 TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425
 TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255
 TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770