

## 腸瘻用栄養カテーテル

# NCJ キット

■食道、胃等の上部消化管の手術後や上部消化管の通過障害、嚥下障害等により経口摂取ができない患者に対し、空腸瘻よりの経管栄養を行うことに使用します。

## Needle Catheter Jejunostomy Kit



### 特徴

ファイコンのシリコン製カテーテルは、挿入、留置に適した適度の柔軟性がありますので、生体組織によくなじみ、長期留置が可能です。

#### NCJキット

医療機器承認番号：21200BZZ00377000  
製品番号：0117709 / 製品番号：0117710

#### NCJキットII

医療機器承認番号：225ADBZX00008000  
製品番号：0117711 / 製品番号：0117712


### NCJキット 規格・仕様

製品番号	外径 mm	全長 mm	側孔	包装単位
0117710	3.0 ( 9Fr)	600	4 穴	1 セット/箱
0117712	3.9 (12Fr)			


X線造影ライン入

滅菌済

#### 腸管用穿刺針



#### 皮膚用穿刺針



### 腸瘻用栄養カテーテル（穿刺針なし）

製品番号	外径 mm	全長 mm	側孔	包装単位
0117709	3.0 ( 9Fr)	600	4 穴	1 本 / 箱
0117711	3.9 (12Fr)			

X線造影ライン入

滅菌済



※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発売元



富士システムズ株式会社  
<http://www.fujisys.co.jp/>

代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14  
札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2  
仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1  
大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2  
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14  
横浜支店 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-19-5  
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6  
金沢支店 〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-18  
大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7  
広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10  
福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907  
TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783  
TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204  
TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004  
TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907  
TEL(045)473-5321 FAX(045)473-5309  
TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225  
TEL(076)255-3499 FAX(076)262-2123  
TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425  
TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255  
TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770