

# SMU経鼻エアウェイ


## 可動式固定板付

- 生体に優しいオールシリコン製経鼻エアウェイです。
- 透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。
- 柔軟で適度な腰を有するチューブは、鼻腔内への挿入が容易でかつ鼻腔内出血の可能性を抑えます。
- 可動式の固定板は、任意の位置に固定可能でエアウェイチューブの鼻腔内滑入を防止します。
- 小児用3.5から成人用9.0までの7サイズのラインナップを揃えています。



ALL SILICONE NASAL AIR WAY

# 透明で安全な 経鼻エアウェイを提供します



## デプスマーク

・挿入深度の目安となるデプスマーク付き。

## 透明チューブ

- ・生体に不活性なシリコン製。
- ・患者の呼吸状態の確認が容易。
- ・柔軟で鼻腔内出血を軽減。

## 可動式固定板

- ・挿入深度調節が容易。
- ・楕円形の形状は非挿入鼻腔からのアプローチが可能。



### [仕様]

製品番号	呼称	外径(mm)	全長(mm)	入り数	JANコード
4200135	3.5	5.6	120	10本/箱	4544050095778
4200140	4.0	6.3	120		4544050095785
4200150	5.0	7.6	135		4544050095792
4200160	6.0	8.9	145		4544050088398
4200170	7.0	10.2	165		4544050088404
4200180	8.0	11.5	185		4544050088411
4200190	9.0	12.9	205		4544050088428

販売名: SMU経鼻エアウェイ  
 一般的名称: 短期的使用鼻咽頭エアウェイ  
 分類: 一般医療機器  
 医療機器届出番号: 07B1X10001000025

※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発売元



富士システムズ株式会社  
<http://www.fujisys.co.jp/>

代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14  
 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2  
 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1  
 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2  
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14  
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6  
 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7  
 広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10  
 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907  
 TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783  
 TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204  
 TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004  
 TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907  
 TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225  
 TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425  
 TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255  
 TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770