

ファイコン
Pcon®

自己導尿用リユースابلカテーテル
カテーテル部は安心のオールシリコン



セルフカテ®セットに大容量タイプが追加になりました

new
release



男子用 500mLセット
女子用 250mLセット
1ヶ月分の保存液がセットされた製品です

セルフカテ®

排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。

富士システムズ株式会社

保存液セット



製品番号	呼称	カテーテルサイズ		保存液注入量の目安
		外径 mm	全長 mm	
0156306	セルフカテ®セット 女子用100mL	4.0mm(Fr-12)	130mm	4mL 約25回分
0156316	セルフカテ®セット 女子用250mL	4.0mm(Fr-12)	130mm	4mL 約62回分
0156406	セルフカテ®セット 男子用100mL	4.0mm(Fr-12)	280mm	9mL 約11回分
0156416	セルフカテ®セット 男子用500mL	4.0mm(Fr-12)	280mm	9mL 約55回分

包装単位：1セット/箱 未滅菌

標準型



ワンタッチ型



チーマン型




簡単キャップ型



コンパクトタイプ



EX型



製品番号	呼称	カテーテルサイズ		保存液注入量の目安
		外径 mm	全長 mm	
0151306	女子用	4.0mm(Fr-12)	130mm	4mL
0151307	女子用(太)	4.7mm(Fr-14)	130mm	4mL
0151406	男子用	4.0mm(Fr-12)	280mm	9mL
0151408	男子用(太)	5.0mm(Fr-15)	280mm	8mL
0152006	男子用(L)	4.0mm(Fr-12)	330mm	12mL
0151704	男児用	3.0mm(Fr- 9)	230mm	10mL
0151714	女児用	3.0mm(Fr- 9)	130mm	5mL
0152007	男子用(太L)	5.0mm(Fr-15)	330mm	10mL
0152506	女性用(ワンタッチ)	4.0mm(Fr-12)	120mm	4mL
0152606	男性用(ワンタッチ)	4.0mm(Fr-12)	280mm	9mL
0153106	チーマン型(男子用)	4.0mm(Fr-12)	280mm	9mL
0151907	コックパウチ用	7.0mm(Fr-21)	230mm	5mL
0151356	女子用(簡単キャップ)	4.0mm(Fr-12)	140mm	17mL
0151456	男子用(簡単キャップ)	4.0mm(Fr-12)	290mm	33mL
0151436	男子用コンパクトタイプ	4.0mm(Fr-12)	290mm	33mL

包装単位：5本/箱 未滅菌(簡単キャップ・コンパクトは5セット/箱)

セルフカテ® EX 型(サイズバリエーション)

製品番号	呼称	カテーテルサイズ		保存液注入量の目安
		外径 mm	全長 mm	
0151416	男子用	4.0mm(Fr-12)	280mm	9mL
0151418	男子用(太)	5.0mm(Fr-15)	280mm	8mL
0152016	男子用(L)	4.0mm(Fr-12)	330mm	12mL
0152017	男子用(太L)	5.0mm(Fr-15)	330mm	10mL

包装単位：5セット/箱 未滅菌

販売名：セルフカテ®

一般的名称：間欠泌尿器用カテーテル

クラス分類：管理医療機器

医療器機認証番号：220ADBZX00114000

使用上の注意

使用方法

ヨウ素を含んだ消毒液(ポピドンヨード等)は使用しないこと。

[ヨウ素系の消毒液を使用すると、カテーテルの先端部が脱落することがある]

発売元



富士システムズ株式会社

<http://www.fujisys.co.jp/>

代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-23-14
 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北 5条西 6-2-2
 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-15-1
 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-2
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-23-14
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄 2-19-6
 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-4-7
 広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町 10-10
 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町 1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783
 TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204
 TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004
 TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225
 TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425
 TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255
 TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770