


ラセン入気管内チューブ

ロング型 全長 400mm


■標準型のラセン入気管内チューブより全長が長く設定されています。

特長

- 術野スペースの確保と術中の取り回しを改善するために、チューブ全長を長く設定しました。
- また、カフ有効長を短くし、高容量低圧DFカフを採用しました。
- 適度な柔軟性のシリコンチューブにより、気道内壁の形状にフィットし、キンクや圧迫などによるチューブ内腔の閉塞を確実に防止します。



■従来品との比較



■ラセン入気管内チューブロング型 DF カフ付タイプ (全長 400mm)

製品番号	呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	カフ最大容量	包装単位
0200824	24Fr	5.5	8.0	7mL	1本/箱
0200826	26Fr	6.0	8.7		
0200828	28Fr	6.5	9.3		
0200830	30Fr	7.0	10.0	8mL	
0200831	31Fr	7.5	10.3	10mL	
0200833	33Fr	8.0	11.0		
0200835	35Fr	8.5	11.7	12mL	
0200837	37Fr	9.0	12.3		
0200840	40Fr	9.5	13.3		

附属品:専用スタイレット1本

滅菌済 単回使用

使用上の注意

- 滅菌包装は、開封前に破損していないことを確認し、破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 本製品は、刃物・針等による傷に十分に注意し、傷が生じている場合は絶対に使用しないでください。無理に引張ったり、孔をあける等の追加加工は絶対にしないでください。単回使用製品です。再使用は絶対にしないでください。直射日光、高温多湿な場所を避けて、清潔な状態で保管してください。

*本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発売元



富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>

代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
横浜支店 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-19-5
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
金沢支店 〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-18
大阪支店 〒540-0026 大阪府中央区本町2-4-7
広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783
TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204
TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004
TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
TEL(045)473-5321 FAX(045)473-5309
TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225
TEL(076)255-3499 FAX(076)262-2123
TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425
TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255
TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770