


冠動脈カニューレ
順行性コロナリーカテーテル



■ オートインフレーション機能付シリコン製バルーンカテーテルです。
開心術時における心筋の保護を目的とし、冠動脈灌流時に使用します。



■ 外観図




ストレートタイプ

製品番号	サイズ	シャフト外径 (mm)	バルーン直径 (mm) (無負荷時)	包装単位
0180204	No.4	2.5	4.0	1本/箱
0180205	No.5	2.5	5.0	
0180206	No.6	3.0	6.0	

滅菌済

ストレートタイプ 先端部



アングルタイプ

製品番号	サイズ	シャフト外径 (mm)	バルーン直径 (mm) (無負荷時)	包装単位
0180214	No.4	2.5	4.0	1本/箱
0180215	No.5	2.5	5.0	
0180216	No.6	3.0	6.0	

滅菌済

アングルタイプ 先端部



販売名：順行性コロナリーカテーテル

医療機器承認番号：22700BZX00415000

特定保険医療材料請求名：体外循環用・心筋保護用・コロナリー