


One-Step IVF® Catheter


不妊治療用 IVF カテーテル



- 体外受精や顕微授精した胚の移植用に、ファイコン独自技術の親水性コーティングを施したカテーテルが登場しました。カテーテルの挿入や、子宮内での手技をスムーズに行えます。
- シリコン特性を生かした体に優しいカテーテルですので、子宮への損傷を減少させます。

先端の形状と製品ラインナップ

One-Step IVF® Catheter I型



先端から100mmまで、170mmから200mmまで10mm毎にマーキング
(先端から50mmはダブルマーク、先端から70mmはリングマーク)




| 製品番号 | 製品名 | 規格(硬度) | 外径(mm) | 全長(mm) | 包装単位 |
|---------|---------------|----------|--------|--------|------|
| 0197712 | One-Step IVF® | I型スタンダード | 2.0 | 400 | 1本/袋 |
| 0197713 | カテーテル | I型ハード | | | 5本/箱 |

滅菌済 単回使用

One-Step IVF® Catheter II型(ペンシルタイプ)



先端から100mmまで、170mmから200mmまで10mm毎にマーキング
(先端から50mmはダブルマーク、先端から70mmはリングマーク)



| 製品番号 | 製品名 | 規格(硬度) | 外径(mm) | 全長(mm) | 包装単位 |
|---------|---------------|-----------|--------|--------|------|
| 0197722 | One-Step IVF® | II型スタンダード | 2.0 | 400 | 1本/袋 |
| 0197723 | カテーテル | II型ハード | | | 5本/箱 |

滅菌済 単回使用

販売名: IVF カテーテル A
 一般的名称: 胚移植用カテーテル
 クラス分類: 管理医療機器
 医療機器認証番号: 222ADBZX00090000

※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発売元



富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>

代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-7
 広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783
 TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204
 TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004
 TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225
 TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425
 TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255
 TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770

産科・婦人科領域

不妊治療用 IVF カテーテル ダイジェストカタログ

IVF Catheter Digest Catalog

富士システムズ株式会社

IVFカテーテル (外筒管付)


体外受精や顕微授精した胚の移植用

- 超音波による位置確認のため、カテーテルと外筒管の先端部に、金属製のエコーマーク付です。* また、カテーテルと外筒管に挿入深度の調節が可能なシリコン製ストッパーを装着しています。
- 併用する外筒管は、滑らかな挿入で操作効率を高めます。
- 外筒管先端は親水性コーティング、スタイレットは金属芯入りです。



* 0197402は外筒管のみエコーマーク付

先端の形状と製品ラインナップ

IVFカテーテル(外筒管付) エコーマーク有




先端から70mmまで、190mmから260mmまで10mm毎にマーキング(先端から190mmはリングマーク)





| 製品番号 | 呼称 | 内/外径 (mm) | 全長 (mm) | 包装単位 |
|---------|-------------|-----------|---------|------------|
| 0197401 | カテーテル(エコー有) | 0.5 / 1.3 | 400 | カテーテル 1本/箱 |
| | 外筒管(チップ無) | 1.5 / 2.0 | 190 | 外筒管 1本/箱 |

滅菌済 単回使用

IVFカテーテル(外筒管付) エコーマーク無



先端から70mmまで、190mmから260mmまで10mm毎にマーキング(先端から190mmはリングマーク)



| 製品番号 | 呼称 | 内/外径 (mm) | 全長 (mm) | 包装単位 |
|---------|-------------|-----------|---------|------------|
| 0197402 | カテーテル(エコー無) | 0.5 / 1.3 | 400 | カテーテル 1本/箱 |
| | 外筒管(チップ無) | 1.5 / 2.0 | 190 | 外筒管 1本/箱 |

滅菌済 単回使用


IVFカテーテル

体外受精や顕微授精した胚の移植用


- シリコン製カテーテルで、ラテックスや塩化ビニル製カテーテルと異なり、粘膜への刺激が少なく損傷が軽微です。また、同梱のグリップチューブを胚吸引時まで使用することで、細菌等のコンタミネーションを最小限に抑えます。
- II型の先端は先細ペンシルタイプ加工で、胚の吸引を容易に行えます。また、先端から1cm部分に2ヶ所の溝加工(エコーマーク)を施していますので、超音波画像下で先端位置を容易に確認できます。
- III型と外筒管付はカテーテルの滑り特性を向上させ、操作性の良いものとなっています。

先端の形状と製品ラインナップ

IVFカテーテルI型



先端から100mmまで、170mmから200mmまで10mm毎にマーキング(先端から50mmはダブルマーク、先端から70mmはリングマーク)




| 製品番号 | 製品名 | 規格(硬度) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 包装単位 |
|---------|-----------------|--------|---------|---------|--------------|
| 0197102 | IVFカテーテルI型 No.2 | スタンダード | 2.0 | 400 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0197103 | IVFカテーテルI型 No.3 | ハード | | | |
| 0197106 | IVFカテーテルI型 No.6 | ハード | 2.5 | | |

滅菌済 単回使用

IVFカテーテルII型(ペンシルタイプ)



先端から100mmまで、170mmから200mmまで10mm毎にマーキング(先端から50mmはダブルマーク、先端から70mmはリングマーク)




| 製品番号 | 製品名 | 規格(硬度) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 包装単位 |
|---------|------------------|--------|---------|---------|--------------|
| 0197202 | IVFカテーテルII型 No.2 | スタンダード | 2.0 | 400 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0197203 | IVFカテーテルII型 No.3 | ハード | | | |

滅菌済 単回使用

IVFカテーテルIII型 ストッパー付




先端から70mmまで、190mmから260mmまで10mm毎にマーキング(先端から70mmはリングマーク)



| 製品番号 | 製品名 | 規格(硬度) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 包装単位 |
|---------|--------------|--------|---------|---------|--------------|
| 0197302 | IVFカテーテルIII型 | スタンダード | 2.0 | 400 | 1本/袋 5本/箱 |

滅菌済 単回使用

IVFカテーテルIII型専用 外筒管



| 製品番号 | 製品名 | 規格(硬度) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 包装単位 |
|---------|----------|--------|---------|---------|--------------|
| 0197312 | 外筒管 チップ無 | - | 2.7 | 190 | 1本/袋 5本/箱 |

滅菌済 単回使用