



CELLO[®] II

Balloon Guide Catheter

CELLO® II

Balloon Guide Catheter

Smooth trackability

しなやかに優しく遠位まで

A variety of application

さまざまな治療デバイスとの応用を

Stable and Flexible Balloon


安定した血流コントロール

Speedy deflation

素早いデフレーション



Larger I.D. 内腔のサイズアップ



バルーンコンプライアンスチャート

外径	注入量			最大注入量
	0.3mL	0.5mL	0.7mL	1.0mL
8Fr	6mm	9mm	10mm	12mm
9Fr	6mm	9mm	10mm	12mm


※バルーンはポリウレタン製です。
 ※本数値はin vitro下での参考数値です。
 ※留置血管径を考慮した臨床上の判断による拡張径までとし、過拡張には十分に注意してください。

仕様

製品番号	製品名称	呼称	先端部長 (mm)	バルーン マーカ数	外径 (Fr)	内径 (inch)	カテーテル 有効長 (mm)	カテーテル 全長 (mm)	JANコード
0650908	セロ®II バルーンガイドカテーテル	8Fr /90cm	2.5	1	8	0.085	900	985	4544050120937
0650909	セロ®II バルーンガイドカテーテル	9Fr /90cm			9	0.091	900	985	4544050120944
※ 0651008	セロ®II バルーンガイドカテーテル	8Fr /100cm			8	0.085	1,000	1,085	4544050120951
※ 0651009	セロ®II バルーンガイドカテーテル	9Fr /100cm			9	0.091	1,000	1,085	4544050120968

※100cmタイプは、特定在庫対応です。弊社担当者にお問い合わせください。

附属アクセサリ



- ①Yコネクタ(ショートタイプ)
- ②三方活栓×2
- ③1mLシリンジ
- ④6mLシリンジ
- ⑤インサータ
(本体備付×1、予備×1)



Yコネクタ(ショートタイプ)附属

※本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。
 ※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発売元



本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-3-5
 広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>

TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783
 TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204
 TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004
 TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225
 TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425
 TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255
 TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770

代理店